

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

認証番号：304ALBZX00001000

歯科材料5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 密着型義歯床安定用糊材
JMDNコード：16388020
販売名：タフグリップd

タフグリップ

クッション
透明

禁忌・禁止

次の人は使用しないこと

1. 本品又はアルコールによる過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、はれ等)を起こしたことがある人
2. 入れ歯が直接ふれるところに荒れ、痛み、傷、はれ等の症状がある人
3. 食べ物などの飲み込みが困難な人(喉に詰まる恐れがある)

形状・構造及び原理等

[成分] 酢酸ビニル樹脂、アンモニオアルキルメタクリレートコポリマー、マクロゴール、無水エタノール、精製水(アルコール含有)
 [形状] 酢酸ビニル樹脂を主材とする無色透明～淡黄白色半透明の粘性性ペースト状物質
 [原理] 入れ歯と口腔粘膜とを吸着力(陰圧)で維持させる
 [品目仕様] 密着強さ：5kPa以上、pH値：4～10

使用目的又は効果

義歯の安定

使用方法

1. 使用方法

- ① 入れ歯をよく洗い、水分をよくふき取る
- ② 適量の薬剤を入れ歯の歯ぐきが当たる部分に数箇所塗布し、押し広げる
- ③ 入れ歯をはめて数回かみしめ、固定させる(詳しくは裏面をご覧ください)

2. 使用可能な入れ歯の材質、種類

○：使用可能 ×：使用不可

入れ歯の材質		入れ歯の種類		
プラスチック床	金属床	総入れ歯	部分入れ歯	ブリッジさし歯
○	×	○	○	×

【使用方法に関する注意】

1. 本品をつけ替えなしに、3日を越えて使用しないこと(菌の繁殖等、口腔衛生上良くないことがある。また、はがれにくくなる)
2. 使用中又は使用後に発疹・発赤、かゆみ、はれ等の症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
 - ① 口の中に刺激を感じる場合は、水で軽くすすいでから使用すること。なお、水で流しても強い刺激が残る場合には、使用を中止すること
 - ② 本品をつけた入れ歯は必ず就寝時にはずすこと
 - ③ 本品をつけたまま入れ歯を乾燥させないこと。入れ歯をはずしたら、必ず水又はぬるま湯に浸しておくこと(固まってはがれにくくなったり、はがれなくなることがある)
 - ④ 本品を取りかえる際、入れ歯に残って取れにくい場合は、ぬるま湯にしばらくつけた後、はがすこと。それでもはがしにくい場合は、アルコールを水で2倍に薄めて拭き取ること。なお、入れ歯が変形又は破損することがあるので、直接アルコールの中へつけて洗浄することは避けること。アルコールを使用するときは火気に注意すること

使用上の注意

1. 長期連用しないこと。連用する場合には歯科医師に相談すること(歯ぐきがやせる、噛み合わせが悪くなる可能性がある)
2. 本品の使用中又は使用後に発疹・発赤、かゆみ、はれ等の症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
3. 歯ぐきがやせる等により不適合になった入れ歯を本品で安定させるのは一時的な場合とし、できるだけ早く歯科医師に入れ歯の調整を相談すること

保管方法

1. 小児の手の届かない所に保管すること
2. 火気のそばを避け、直射日光の当たらない涼しい所に、キャップをしっかりとめて保管すること



製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等

製造販売元 仙台小林製薬株式会社 発売元 小林製薬株式会社
 〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平4-3 〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-05
9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

- ・歯ぐきがやせる等により不適合になった入れ歯を本品で安定させるのは一時的な場合とすること
- ・本品の長期連用はさけること
- ・定期的に歯科医師の診察を受け、必要な場合は入れ歯の調整を行うこと

(裏面に続く)



保存版 上手に 使うためのコツ

本品は、粘着力で入れ歯をくっつける製品ではなく、
入れ歯と歯ぐきのすき間を埋め、吸着させて固定する
安定剤です。本品は接着剤ではありません

タフグリップ 使い方



動画で
分かる

① 準備

入れ歯は、よく洗い水分を拭きとる

- 汚れや水分が残っていると薬剤がつきにくくなります



指先には、水をつける

- 薬剤が指にくっつくのを防ぐためです



② 薬剤をつけて押し広げる

薬剤をパチンコ玉くらいの大きさに出す

巻き上げ器具

- 1 巻き上げ器具をさしこむ
- 2 巻き上げる
- 3 出して切り取る



床全体に指でムラなく押し広げる



つける



押し広げる



ムラなく全体に塗り広げる

ポイント!



2粒分

目安量

上あご用

1粒を手で半分に分けてつける


下あご用

部分入れ歯

③ 型取りをする

歯ぐきの形に合わせるために、一旦入れ歯をつけて、歯ぐきと入れ歯のすき間がなくなるようにぐ〜っと噛みしめる

- 強く噛みしめることができない場合は、入れ歯を指で、ぐ〜っと押ししてください



ぐ〜っと噛みしめる

歯ぐきと入れ歯のすき間が埋まることで、フィット感が増えて安定します
薬剤が安定するまで、熱いもの、固いものはお控えください


(1時間程度あけることをおすすめします)

■噛みしめ後、薬剤がはみ出るとき

量が多い場合、はみ出ることがあります

はみ出た分は、入れ歯をはずし、指で押し切り取ってください

入れ歯の形・大きさは様々ですので、ご自分の適量を確認しながらお使いください



■フィットしていないと感じたら

ムラなく塗り広げられているか確認してください ②の **ポイント!** を確認

安定しない場合は、弊社お客様相談室 (0120-5884-05) までご相談ください

■薬剤をはがすとき

入れ歯全体を、約40℃のぬるま湯につけてやわらかくしてから、ゆっくりめくるようにはがしてください

■快適に使用していただくために

1. チューブから出しにくいときは、キャップをしめたまま、約40℃のぬるま湯につけておくとやわらかくなり、出しやすくなります
2. アルコール臭が気になる方は、型取りが終わった後に水又はぬるま湯で軽くすすいでください
3. 本品を2〜3日使う場合は、はめるときによく洗ってください
タフグリップをつけたまま、錠剤の入れ歯洗浄剤「タフデント」「パーシャルデント」で入れ歯を洗うことができます

使用後は、キャップをしっかりとめてください。キャップがゆるいとアルコールが揮発して固くなります
本品をつけ替えなしに、3日を越えて使用しないこと