

くち・のどの殺菌
口臭除去に

アルペン

うがい



アルペンうがいの特長

- 塩化セチルピリジニウムの優れた殺菌効果
- 便利なワンプッシュ計量ボトル
- 透明なうがい液なので洗面台が汚れない

ワンプッシュ計量ボトルの使い方

液が計量線①にくるまで卵型のくぼみ②をゆっくり押ししてください。そうすると約2mLが計りとれます。



アルペンうがい

【成分】2mL中

成分	含量
塩化セチルピリジニウム	5mg
グリチルリチン酸二カリウム	5mg
l-メントール	15mg
ユーカリ油	2mg
ウイキョウ油	3mg

添加物…プロピレングリコール、サッカリンNa、青色1号

ご使用に際して、この箱の
説明文をよくお読みください。

- 【効 能】●口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄
●口臭の除去

【用法・用量】1回約2mLをコップ半量(約100mL)の水に溶かして、1日数回うがいをします。

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
2. 本剤はうがい用にのみ使用してください。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 次の症状のある人。口内のひどいただれ。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
□	刺激感

- (2) 5～6日間使用しても、症状がよくなる場合。

ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限が過ぎた商品は、使用しないでください。

(お問い合わせ先)

ライオン株式会社 お客様相談室
☎(03)3621-6830 受付時間:9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)